

## 非蛋白巯基测定试剂盒说明书

### 微量法 100T/48S

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

#### 测定意义：

生物体内巯基主要包括非蛋白质巯基和蛋白质巯基。巯基化合物在体内具有重要的解毒功能，对生物体的自我调节具有非常重要的生理意义。

#### 测定原理：

巯基基团与 5,5'-二硫代-双-硝基苯甲酸 (DTNB) 反应，生成黄色化合物，在 412nm 处有最大吸收峰。

#### 组成：

产品名称	AO018-100T/48S	Storage
提取液：液体	100ml	4°C
试剂一：液体	18ml	4°C
试剂二：液体	1ml	4°C避光
说明书	一份	

#### 自备仪器和用品：

天平、研钵、恒温水浴锅、酶标仪、96 孔板、乙醇和蒸馏水。

#### 样品的制备：

1. 按照组织质量 (g)：提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 提取液）进行冰浴匀浆，然后 8000g，4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。
2. 血清，培养液：取 0.1ml 样本，加入 0.4ml 提取液，混匀，室温静置 10min，然后 8000g，4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

#### 测定操作表

1、酶标仪预热 30min，调节波长至 412nm。

2、操作表

在 96 孔板中加入如下试剂

	对照管	测定管
--	-----	-----

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利



样品 (μl)	40	40
试剂一 (μl)	150	150
试剂二 (μl)		10
乙醇 (μl)	10	
混匀, 25°C静置 10min, 测定 412nm 吸光值。ΔA=A 测定-A 对照。每个测定管设一个对照管。		

### 计算公式:

非蛋白巯基标准曲线:  $y = 1.8111x - 0.0037$ ,  $R^2 = 1$ , x 为标品浓度, 单位 μmol/ml, y 为吸光度 ΔA。

#### 1. 组织:

(1) 按样本重量计算

$$\begin{aligned} \text{非蛋白巯基含量 } (\mu\text{mol/g 鲜重}) &= (\Delta A + 0.0037) \div 1.8111 \times V \text{ 样总} \div W \\ &= 0.552 \times (\Delta A + 0.0037) \div W \end{aligned}$$

(2) 按样本蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{非蛋白巯基含量 } (\mu\text{mol/mg prot}) &= (\Delta A + 0.0037) \div 1.8111 \times V \text{ 样总} \div \text{Cpr} \\ &= 0.552 \times (\Delta A + 0.0037) \div \text{Cpr} \end{aligned}$$

#### 2. 血清、培养液:

$$\begin{aligned} \text{非蛋白巯基含量 } (\mu\text{mol/L}) &= (\Delta A + 0.0037) \div 1.8111 \times 5 \times 10^3 \\ &= 2761 \times (\Delta A + 0.0037) \end{aligned}$$

V 样总: 加入提取液体积, 1ml; W: 样品质量, g; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/ml; 5: 血清, 培养液等液体样本稀释倍数;  $10^3$ :  $1\text{mmol/L} = 10^3\mu\text{mol/L}$

### 注意事项:

最低检出限为  $10\mu\text{mol/L}$ 。

